


LIVIPRO® Community Mask Factsheet

- Die LIVIPRO® (Liquid Virus Protection) Maske schützt ihren Träger und dessen Umfeld vor einer Infektion durch Bakterien und Viren. Sie erfüllt somit ein hohes Level einer Hygiene- und Atemschutzmaske in Einem.
- Die LIVIPRO® Maske ist antiviral und antibakteriell ausgerüstet.
- Die LIVIPRO® Maske muss bei Verschmutzung bei 30-60 Grad, mit herkömmlichem Pulver-Vollwaschmittel, gewaschen werden. Dieser Vorgang kann mit einer Maske bis zu 50 Mal wiederholt werden, ohne dass die Schutzleistung abnimmt.
- Die LIVIPRO® Maske hat eine Schutzzeit von bis zu 9 Stunden pro Tragesequenz.
- Die LIVIPRO® Maske besteht aus 3 Schutz-Schichten und ist sehr hautverträglich.
- Die LIVIPRO® Maske erreicht eine sehr hohe Partikelfiltrationseffizienz gemäss EMPA Zertifikat.
- Die LIVIPRO® Maske wurde von folgenden Prüfungsanstalten getestet:
 - **EMPA** Swiss Federal Laboratories for Materials, Science and Technology
Ergebnis: Das Prüfobjekt entspricht der Empfehlung der Nationalen COVID-19 Science Task Force



- Die LIVIPRO® Maske verursacht 540 Mal weniger Abfall gegenüber herkömmlichen Einwegmasken (Annahme: Verbrauch von 3 Einwegmasken pro Tag)
- Die LIVIPRO® Maske gibt es in 5 Grössen:
 - XS für Kleinkinder (ab 3 Jahren)
 - S für Kinder
 - M für Erwachsene mit schmalen Gesichtszügen
 - L für Erwachsene
 - XL für Erwachsene mit breiten Gesichtszügen
- Die korrekte Bemessungs-Methode kann auf unserer Webseite www.unrepa.ch nachgesehen werden.
- Die LIVIPRO® Maske kann mit einem Label versehen werden. Ausserdem kann ab einer Bestellung von 70'000 Stück die Farbe gewählt werden.



Für Fragen zum Produkt kontaktieren Sie bitte die UNREPA GmbH:
UNIVERSAL REUSABLE PACKAGING GmbH
E-Mail: info@unrepa.ch
Website: www.unrepa.ch



UNIVERSAL REUSABLE PACKAGING

Die LIVIPRO® Maske wird von der UNIVERSAL REUSABLE PACKAGING GmbH hergestellt und ist ein Schweizer Qualitätsprodukt.



UNIVERSAL REUSABLE PACKAGING

